

事例40

< 事例概要 >

空気塞栓

- ① 70 歳代、全身紅皮症、認知症の患者。
- ② 全身状態が改善し食事摂取が可能となったため、約2 週間前に右鎖骨下静脈に挿入した中心静脈カテーテルを抜去予定。
- ③ BMI 19.3 kg/m<sup>2</sup>。脱水あり。円背。抗血栓薬の使用は不明。
- ④ 円背のため、仰臥位で右肩から頭部にかけて20 度程度挙上した体位で息止めを行い、ガーゼで刺入部を圧迫しながら抜去。用手圧迫を3 分間行った後、ガーゼとテープで圧迫固定し、10 分間安静。抜去から約10 分後、更衣のために左側臥位から上半身を起こしたところ、意識レベルが低下し、呼吸停止。抜去から約10 時間後に死亡。
- ⑤ 死因は、脳静脈の空気塞栓症（疑い）。死亡時画像診断（Ai）有、解剖有。